

Maria manuālais deguna aspirators “Easy Breath”

Efektīvs • Higijēnisks • Drošs

- Ātri un maigi iztīra gļotas no bērna deguna, atsūcot tās ar muti
- Bioloģiski saderīgs deguna uzgali un mutes uzgali
- Ērti lietojams, mazgājams, uzglabājams
- Smalka olveida forma (ME 4437)

Lietošana

1. Nolieciet bērnu uz pārtinamā galdiņa ar seju pret sevi vai ar galvu sev klēpī.
2. Uzmanīgi ielieciet deguna uzgali bērna nāsī un mutes uzgali savā mutē.
3. Ievelciet gaisu caur mutes uzgali. Lēnām palieliniet velkmes jaudu, kamēr gļotas nonāk deguna aspiratora iekšpusē.
4. Ja gļotas ir pārāk sausas vai biezas, pirms aspiratora lietošanas izmantojiet sālsūdeni, lai tās mīkstinātu.

Tīrīšanas norādījumi

1. Nomazgājiet aspiratora daļas siltā ūdenī ar ziepēm pēc katras lietošanas reizes.
2. Atstājiet aspiratora daļas nožūt pirms atkārtotas lietošanas.

Brīdinājumi

1. Neievietojiet deguna uzgali pārāk dziļi nāsī.
2. Neizmantojiet deguna aspiratoru bērna mutē vai ausīs.
3. Neļaujiet bērniem spēlēties ar aspiratoru, jo tā nav rotaļlieta.
4. Nedrīkst sterilizēt deguna aspiratoru ar verdošu ūdeni, tvaiku vai mikroviļņu krāsnī.
5. Nelietojiet aspiratoru, ja ir brūces, iekaisuma simptomi vai asiņošana no deguna.

Maria manual nosies aspiratorius “Easy Breath”

Efektyvus • Higieniškas • Saugus

- Greitai ir švelniai šalina gleives iš vaiko nosies, siurbiant per burną;
- Biologiškai yrantis nosies antgalis ir burnos antgalis;
- Patogiai naudojamas, plaunamas, laikomas;
- Subtilios kiaušinio formos (ME 4437)

Naudojimas

1. Paguldykite vaiką ant vystymo staliuko veidu priešais save arba padėkite mažylio galvą sau ant kelių.
2. Atsargiai įkiškite aspiratoriaus nosies antgalį į vaiko šnervę o burnos antgalį sau į burną.
3. Įtraukite orą per burnos antgalį. Lėtai didinkite traukimo jėgą, kol gleivės pateks į nosies aspiratorių.
4. Jeigu gleivės per daug sausos arba tirštos prieš naudojant aspiratorių būtina skalauti nosį druskos tirpalu, kad gleivės suskystėtų.

Valymas

1. Plaukite aspiratoriaus dalis šiltu vandeniu su muilu po kiekvieno naudojimo karto.
2. Leiskite aspiratoriaus dalims išdžiūti prieš naudojant pakartotinai.

Įspėjimai

1. Nekišti nosies antgalio per giliai į nosį.
2. Nekišti nosies aspiratoriaus vaikui į burną arba ausį.
3. Neleisti vaikams žaisti su prietaisu, nes tai nėra žaislas.
4. Negalima sterilizuoti nosies aspiratoriaus verdančiu vandeniu, garais arba mikrobangų krosnelėje.
5. Nenaudoti aspiratoriaus esant žaizdoms, uždegimo požymiams arba kraujuojant nosiai.

Maria manual nasal aspirator “Easy Breath”

Tõhus • Hügieeniline • Turvaline

- Eemaldab kiirelt ja õrnalt lima lapse ninast, aspireerides suu kaudu
- Biologunev nina- ja suuotsik
- Mugavalt kasutatav, pestav ja hoiustatav
- Peen, munakujuline (ME 4437)

Kasutamine

1. Asetage laps mähkimislauale näoga enda poole või oma sülle.
2. Asetage ninaotsik ettevaatlikult lapse ninasõõrmesse ja suuotsik oma suhu.
3. Tõmmake õhku suuotsiku kaudu. Suurendage aeglaselt tõmbetugevust, kuni lima satub ninaaspiraatori sisse.
4. Kui lima on liiga kuiv või paks, kasutage selle pehmendamiseks enne aspiraatori kasutamist soolvett.

Puhastamise juhised

1. Peske aspiraatori osi sooja vee ja seebiga pärast igat kasutuskorda.
2. Laske aspiraatori detailidel kuivada enne korduvat kasutamist.

Hoiatused

1. Ärge asetage ninaotsikut liiga sügavale ninasõõrmesse.
2. Ärge pange ninaaspiraatorit lapse suhu või kõrvadesse.
3. Ärge lubage lapsel aspiraatoriga mängida, kuna see ei ole mänguasi.
4. Ei tohi steriliseerida ninaaspiraatorit keeva veega, auruga või mikrolaineahjus.
5. Ärge kasutage aspiraatorit, kui on haavad, põletiku sümptomid või veritsemine ninast.



Ražotājs / Gamintojas / Tootja

Asia Connection Co., Ltd.

16F-1, No. 16 Jian Ba Road,

Chung Ho District, New Taipei City, Taiwan 23511

www.asiaconnection.com.tw

EC REP

Pilnvarotais pārstāvis EIROPAS SAVIENĪBĀ:

Obelis s.a

Boulevard Général Wahis 53 1030 Brisele, Beļģija

Tālr.: +32 2.732.59.54

Fakss: +32 2.732.60.03

E-pasts: mail@obelis.net

Igaliotasis atstovas EUROPOS SAJUNGOJE:

Obelis s.a

Boulevard Général Wahis 53 1030 Briuselis, Belgija

Tel.: +32 2.732.59.54

Faksas: +32 2.732.60.03

El. paštas: mail@obelis.net

Volitatud esindaja EUROOPA ÜHENDUSES:

Obelis s.a

Boulevard Général Wahis 53 1030 Brüssel, Belgia

Tel: +32 2.732.59.54

Faks: +32 2.732.60.03

E-post: mail@obelis.net

Izplatītājs / Platintojas / Turustaja

SIA ELVIM

Kurzemes prospekts, 3G, Rīga, Latvija, LV-1067

LV tel.: + 371 67808440

www.marialine.lv

LT tel.: +37052498854

www.marialine.lt

EE tel.: +3725076410

www.marialine.ee